

**Profesyonel Klinik Araştırma Tipi  
Hybrid Topikal Yara Tedavi Cihazı T-NPTW**

**Data Sheet / Teknik Özellikler**



- TOPIVAC® Sistem bileşenleri ve endikasyonları itibariyle Türkiye’de ve Dünya’da İlk ve Tek Topikal Vakum Yardımlı Yara Tedavi Cihazıdır.

*HER VAKA, BİLİMSEL BİR MAKALEDİR.*

- Vakum altında aynı anda, gazlı (O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub>) sıvılarıyla yara yatağını yıkama ve nemlendirme yapabilen, gaz (O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub>) terapisi, elektroTENS tedavisi ve ağrı tedavisi yapabilen, gümüş vb. artı ürünlere ihtiyaç duymadan 3. derece yanık, 4. seviye ve enfekte yaraların iyileşmesinde en az %50’ye varan verimlilikte, ampütasyona gidilmeden uzuv kurtarıp, hasta yaşam kalitesini yükselten, hekimin tedavi başarısını arttıran son teknoloji bir üründür.
- TOPIVAC® Pro ile;  
Hybrid ve kombine olarak mevcut terapi yöntemlerini tek bir yapıda birleştirerek, bunların farklı kombinasyonlarda, birlikte çalıştırılarak ara versiyonları da dahil olmak üzere, daha etkin bir yara tedavi yöntemi geliştirilmiştir.

**Konvansiyonel yara tedavi sistemlerini çoklu olarak kullanma olanağı sağlar.**

- Yeni hybrid ve kombine tedavinin getirdiği versiyonlardan ve yeni reçeteden dolayı her bir vaka yeni bir klinik uygulama gibi düşünülebilir.

**Kullanım Alanları:**

- Akut ve travmatik yaralar (subakut yaralar)
- Dehisce insizyonlar
- Meshlenmiş greftler
- Flapler
- 2. ve 3. derece yanıklar vb. gibi...

<b>TopiVac PRO Klinik ARAŞTIRMA Tipi Profesyonel Hybrid Topical Yara Tedavi Cihazı T-NPTW</b>	
<b>TİPLERİ</b>	Topivac
<b>SINIFI</b>	Mdd: Class IIb
<b>BOYUT (mm)</b>	En: 450 - Boy: 560 - Yüks: 940 - Ayak Yüks: 55
<b>EKRAN</b>	LCD 5" Dokunmatik Ekran
<b>GÜÇ</b>	40 VA
<b>GERİLİM</b>	220 V - 50/60 Hz
<b>ADAPTÖR</b>	50/60Hz Max. 0,30 A/ 13,8 VDC 4.0 A DC
<b>AĞIRLIK</b>	17 Kg., ±150 gr.
<b>SES DÜZEYİ</b>	55 dB, ±3
<b>O<sub>2</sub> (%) OKSİJEN</b>	≤ % 90, 6 Lt/dk.
<b>Elektro tens</b>	0-10 V, 0-1000 kHz
<b>OKSİJEN KAYNAĞI</b>	Hastanenin Medikal oksijen sistemi veya O <sub>2</sub> hasta başı medikal oksijen tüpü ile kullanılır.
<b>O<sub>3</sub> (mikro gram/lit) OZON</b>	20
<b>KULLANILAN SARF MALZEME</b>	Topivac E.Tensli TopiSET E.Tens'li Topikal Yara Tedavi Kapama Setleri OzonBag, Canister, MultiCASE
<b>Fonksiyonel özelleştirilmiş reçete girişi</b>	Cihazın tüm fonksiyonları farklı yara çeşitlerine göre özelleştirilebildiği için hasta/yara,yara sürecine , yara tipine, iyileşmeye göre cihaz reçetesi hazırlanabilmektedir.
<b>FONKSİYON ÖZELLİKLERİ</b>	Aralıklı Vakum ve Artan Vakum Terapi Konvansiyonel NPTW Saat başı Nemlendirme BiDistile Su - O <sub>2</sub> / O <sub>3</sub> su ile Instilasyon / Yıkama Electro / Tens O <sub>2</sub> / O <sub>3</sub> Gaz Terapisi Çoklu hibrid program yapısı Aynı anda çoklu fonksiyon kullanabilme özelliği Hafızada Hasta kayıt tutma
<b>Belgeler</b>	ISO 9001, ISO 1385, MDD 9342/ CE, EMC /LVD, TUDB, YERLİ MALI