

PARAFİN BUHARI İNDİRĞEME CİHAZI

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, diş protez laboratuvarlarında özellikle yanan parafin dumanı ile pomza tozunu, tesviye tozu gibi partikülleri, su buharını, akrilik tozu ve kokusunun solunmasının önlenmesine ve benzer kimyasal buharların ortamdaki sürekli uzaklaştırılmasına, içindeki iyon jeneratörü ile temizleyip solunmasını önlemesi ve ortamdaki sürekli uzaklaştırılmasını sağlamaya yönelik indirğeme cihazıdır.

İç hava kalitesinin büyük önem taşıdığı laboratuvar ortamlarında hijyenik şartların sürekli olarak sağlanarak çalışanlar için güvenli bir ortam oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.

Cihaz işlemde kullanılan parafin emilimi işleminin kolayca yapılmasına yardımcı olacak nitelikte, Class I sınıfında olacak şekilde geliştirilmiştir. Çalışma sırasında oluşan parafin buharını ve ortaya çıkabilecek diğer rahatsız edici koku ve buharları ortama yayılmadan, özellikle kullanıcıya ulaşmadan debisi en az 2500 metreküp/saat olan fan sistemi ile üç kademeli olarak çalıştırılabilmektedir. Cihaz kullanılmadığı sürelerde standby konumunda ekonomik moda çalışabilmektedir.

Çevre ve ortam kirliliğinin oluşmaması için cihazda EU9 karbon filtre kullanılmıştır. Filtreler kolay değiştirilebilir şekilde yerleştirilmiştir. Egzoz havasını dışarı atmak için hermetik baca kullanılmıştır.

Cihaz bulunduğu ortamda (-)20 Pa negatif basınç sağlamaktadır. Geniřliđi 80 cm., derinliđi 180 cm. ve yüksekliđi 45 cm.dir. Tavana asmak için kenarlarında aparatları mevcuttur.

Cihaz dışardan kontrol edilebilmekte, kontrol edilen fonksiyonlar, elektronik arıza durumunda kolaylıkla müdahale edilebilecek şekilde geliştirilmiş olup, devam eden işlerin sürekliliđi sağlanmıştır. Ayrıca, elektrik kaçaklarına karşı kaçak akım röle sistemine sahiptir.

Cihaz 800 W, 220V, 50 Hz. ile çalışmaktadır.

TEKNOMAR MAKİNA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Uzaççađı Bulv. 900. Sokak No:29 06370 Ostim - ANKARA TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 00 40 (pbx) Fax: +90 312 385 67 84
e-mail: info@teknomar.com.tr

www.teknomar.com.tr

